



Advazorb® Sacral

필름 안감이 있는 친수성 발포체 영치 부위 봉대

제품 설명

정상적인 건강한 피부에만 접촉되는 부드러운 실리콘으로 구성된 다층 영치 부위 상처 봉대 분홍색 통기성 필름 안감이 있는 부드럽고, 점착성이 낮은 친수성 폴리우레탄 발포체 상처 봉대. Advazorb® Sacral은 높은 유체 흡수력과 유지 특성을 가지고 있습니다.

효능

예를 들어 욕창처럼 천골 부위의 모든 삼출성 상처용입니다.

금기

동맥 출혈, 공동, 공동 상처 및 심한 출혈 상처.

사용상의 주의 사항

상처 부위에 가장자리가 최소 2cm는 겹치도록 하며 상처에 (흰색 실리콘을 밑으로 향하게 함) 사용합니다. Advazorb® Sacral을 자르지 마십시오. 최고 7일 동안은 그대로 둘 수 있지만 배어 나오는 상태가 분명하거나 봉대가 더 이상 사용할 수 없을 때는 즉시 교체해야 합니다. 봉대 가장자리 주위로 삼출액이 눈에 보인다면, 이는 봉대 교체가 필요하다는 분명한 표시입니다. 필요한 교체 빈도를 결정하기 위해서는 의료적인 관찰이 필수입니다.

경고 및 주의 사항

Advazorb® Sacral은 일회용 제품입니다. 1명 이상의 환자에게 사용할 경우 교차 오염이나 감염이 일어날 수 있습니다. 드레싱 패키지를 개봉하면 멸균 상태가 손상됩니다. 사용하지 않은 드레싱도 폐기해야 합니다.

폐기

의료 폐기물로서 처리합니다.

REF	See Packaging	Catalogue #
		Single patient use
		Product is not made with natural rubber latex
		Do not use if package is damaged
STERILE	EO	Sterilized using ethylene oxide
		Do not re-sterilize
		Consult instructions for use
		Keep dry
		Keep away from sunlight
		Manufacturer
EC	REP	Authorized representative in the European Community

Advazorb® Sacral

Medicazione sacrale a base di schiuma idrofila con film di supporto

Descrizione del prodotto

Medicazione multistrato per lesioni sacrali composta di morbido silicone che aderisce esclusivamente alla pelle normale e sana. Medicazione per ferite, morbida e conformabile e a bassa aderenza, in schiuma di poliuretano idrofila con pellicola protettiva traspirante. Advazorb® Sacral possiede caratteristiche di elevata assorbenza e ritenzione di fluidi.

Indicazioni

Per tutte le ferite essudanti dell'area sacrale (per es. ulcere da pressione).

Controindicazioni

Sanguinamento arterioso, fistole sacrococcigee, ferite cavitare e ferite con sanguinamento abbondante.

Istruzioni per l'uso

Applicare alla ferita (con il lato con silicone bianco verso il basso) lasciando almeno uno spazio di 2 cm attorno all'area della ferita. Non tagliare Advazorb® Sacral. Può essere lasciata in sede fino a 7 giorni. Sostituirla immediatamente in caso di fuoriuscita di liquidi o quando la medicazione ha raggiunto la sua massima capacità. La comparsa di essudato intorno ai bordi della medicazione indica chiaramente che questa deve essere sostituita. Per determinare la frequenza della sostituzione è necessaria un'osservazione clinica.

Avvertenze e precauzioni

Advazorb® Sacral è un prodotto monouso. Qualora esso venisse usato su più di un paziente, questo potrebbe causare contaminazione o infezioni incrociate. Aprire la confezione compromette la barriera sterile. Le medicazioni non utilizzate devono essere eliminate.

Smaltimento

Smaltire come rifiuto sanitario.

Advazorb® Sacral

Apósito sacro de espuma hidrófila con película protectora

Descripción del producto

Apósito multicapa para heridas del sacro compuesto de silicona blanda que se adhiere únicamente a la piel sana normal. Suave apósito de espuma hidrofílica de poliuretano de baja adherencia que se adapta suavemente a la herida, con película protectora transpirable. Advazorb® Sacral presenta una gran absorbencia y retención de fluidos.

Indicaciones

Para cualquier herida con exudación en la zona del sacro, p. ej., úlceras de presión.

Contraindicaciones

Hemorragias arteriales, fistulas, heridas con cavidades y heridas con hemorragia importante.

Instrucciones de uso

Aplicar sobre la herida (con la cara de la silicona blanca hacia abajo), dejando un borde de un mínimo de 2 cm alrededor de la zona de la herida. No corte Advazorb® Sacral. Puede llevarse de forma ininterrumpida hasta 7 días, pero debe cambiarse de inmediato si existen daños evidentes o el apósito alcanza su capacidad máxima. Si se aprecia exudado alrededor de los bordes del apósito, es evidente que es necesario un cambio del mismo. Es necesaria la observación clínica para determinar la frecuencia de cambio necesaria.

Advertencias y precauciones

Advazorb® Sacral es un producto de un solo uso. Su uso en más de un paciente podría provocar contaminación cruzada o infección. Al abrir el envase del apósito se rompe la barrera estéril. Debería desecharse cualquier apósito que no haya sido utilizado.

Eliminación

Trátese como residuo clínico.

Advazorb® Sacral

Film arka yüzeyle, hidrofilik köpük sakral sargı

Ürün Tanımlaması

Sadece normal sağlıklı cilde yapışan, yumuşak silikondan oluşan çok katmanlı sakral yara sargısı. Hava alıran film sırt tabakalı, yumuşak, uyumlu, düşük yapışkanlıkta, hidrofilik, poliüretan köpükten yara sargısı. Advazorb® Sacral yüksek sıvı emiciliğine ve tutma özelliklerine sahiptir.

Endikasyonlar

Sakral bölgedeki, bası ülserleri gibi tüm eksüdalı yaralar içindir.

Kontra Endikasyonlar

Arteriyel kanamalar, sinüs, kaviye yaraları ve ağır kanamalı yaralar.

Kullanım Talimatları

Yaraya (beyaz silikon yüz aşağı gelecek şekilde) uygulayın ve yara çevresinde minimum 2 cm kenar örtüşmesi sağlayın. Advazorb® Sacral'ı kesmeyin. 7 güne kadar yerinde bırakılabilir ancak dışarı sızıntı görüldüğünde veya sargı kapasitesine ulaştığında hemen değiştirin. Sargı kenarlarında eksüda görünüyorsa bu, sargının değiştirilmesi gerektiğini açıkça gösterir. Gereken değişim sıklığını belirlemek amacıyla klinik gözlem gerekir.

Uyarı ve Önlemler

Advazorb® Sacral, tek kullanımlık bir üründür. Birden fazla hastada kullanılırsa çapraz kontaminasyon veya enfeksiyon oluşabilir. Sargı paketinin açılması, steril bariyeri bozar. Kullanılmayan sargılar imha edilmelidir.

İmha

Klinik atık olarak imha edin.

Advazorb® Sacral

Υδρόφιλο αφρώδες επίθεμα για την περιοχή του ιερού οστού με επένδυση μεμβράνης Περιγραφή προϊόντος

Ένα πολυστρωματικό επίθεμα για πληγές στην περιοχή του ιερού οστού που αποτελείται από μαλακή σιλίκονη, η οποία κολλάει μόνο σε φυσιολογικό, υγιές δέρμα. Μαλακό, ευπροσάρμοστο υδρόφιλο επίθεμα τραυματών από πολυουρεθάνη, χαμηλής κολλητικότητας, με επένδυση μεμβράνης πολυουρεθάνης που επιτρέπει στο τραύμα να αναπνέει. Το Advazorb® Sacral χαρακτηρίζεται από αυξημένη δυνατότητα απορρόφησης και κατακράτησης υγρών.

Ενδείξεις

Για όλα τα εξιδρωματικά τραύματα στην περιοχή του ιερού οστού, π.χ. έλκη κατάκλισης.

Αντενδείξεις

Αρτηριακή αιμορραγία, τραύματα κόλπων και κοιλοτήτων και τραύματα με σοβαρή αιμορραγία.

Οδηγίες χρήσης

Εφαρμόστε στο τραύμα (η λευκή σιλίκονη με όψη προς τα μέσα), αφήνοντας τουλάχιστον 2 εκ. περιθωρίου επικάλυψης γύρω από την περιοχή του τραύματος. Μην κόβετε το Advazorb® Sacral. Μπορεί να παραμείνει στη θέση του έως και 7 ημέρες, αλλά θα πρέπει να αλλάζεται αμέσως σε περίπτωση εμφανούς διαποτισμού ή όταν ο επίδεσμος φτάσει στα όρια της απορροφητικότητάς του. Η ύπαρξη ορατού εξιδρώματος γύρω από τις άκρες του επιθέματος αποτελεί σαφή ένδειξη για την ανάγκη αλλαγής του. Για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης συχνότητας αλλαγής είναι απαραίτητη η κλινική παρατήρηση.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Το Advazorb® Sacral είναι ένα προϊόν μίας χρήσης. Εάν χρησιμοποιηθεί σε περισσότερους από έναν ασθενείς, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διασταυρούμενη μόλυνση ή λοίμωξη. Το άνοιγμα της συσκευασίας των επιδέσμων διακυβεύει τον φραγμό αποστείρωσης. Οι ακρισιμοποίητοι επίδεσμοι πρέπει να απορρίπτονται.

Απόρριψη

Το προϊόν θα πρέπει να απορρίπτεται ως κλινικό απόβλητο.

Advazorb® Sacral

Pansement sacral en mousse avec film de support

Description du produit

Pansement multicouches pour plaies du sacrum composé de silicone doux qui adhère seulement sur la peau saine et normale. Pansement hydrophile en mousse de polyuréthane à faible adhérence se conformant à la plaie avec film de support perméable à l'air. Advazorb® Sacral possède des caractéristiques d'absorption et de rétention des fluides élevées.

Indications

Pour toutes les plaies suintantes du sacrum, par exemple les ulcères de pression.

Contre-indications

Saignements artériels, sinus, plaies profondes et plaies fortement hémorragiques.

Mode d'emploi

Appliquer sur la plaie (face en silicone blanc vers le bas) en laissant un minimum de recouvrement des bords autour de la plaie de 2 cm au moins. Ne pas couper Advazorb® Sacral. Peut être laissé en place jusqu'à 7 jours, mais doit être changé immédiatement si des exsudations sont apparentes ou si la capacité d'absorption du pansement est atteinte. Si l'exsudat est visible autour des bords du pansement, un changement de pansement est clairement nécessaire. Un examen clinique est nécessaire afin de déterminer la fréquence requise pour le changement du pansement.

Avvertissements et précautions d'emploi

Advazorb® Sacral est un produit à usage unique. S'il est utilisé sur plus d'un patient, il peut en résulter une contamination croisée ou une infection. L'ouverture du pansement compromet la barrière stérile. Tout pansement inutilisé doit être mis au rebut.

Élimination

Éliminer le pansement avec les déchets médicaux.

Advazorb® Sacral

Hydrofilowy opatrunek piankowy na krzyże z foliową podklejką

Opis produktu

Wielowarstwowy opatrunek na rany okolicy krzyżowej składa się z miękkiej warstwy silikonowej, która przylega wyłącznie do normalnej zdrowej skóry. Miękki, dostosowujący się powierzchni, słabo przylegający opatrunek z hydrofilowej pianki poliuretanowej z materiałem podporowym wykonanym z przepuszczającej powietrze folii. Advazorb® Sacral charakteryzuje się wysoką zdolnością do wchłaniania i zatrzymywania płynów.

Wskazania

Do wszystkich ran w okolicy krzyży, np. odleżyn.

Przeciwwskazania

Krwawienie z tętnic, głębokie rany zatokowe i silnie krwawiące rany.

Sposób użycia

Nakładać na ranę (biały silikon do dołu), pozostawiając warstwę ograniczającą o szerokości co najmniej 2 cm wokół obszaru rany. Nie należy przycinac produktu Advazorb® Sacral. Opatrunek można pozostawić na miejscu przez okres do 7 dni, lecz należy go natychmiast zmienić, gdy zaczniesz przesiąkać lub gdy osiągnie granicę wchłaniania. Jeśli wokół krawędzi opatrunku widoczny będzie wysięk, będzie to stanowić wyraźne wskazanie, że niezbędna jest zmiana opatrunku. Do określenia koniecznej częstości zmian niezbędna jest obserwacja kliniczna.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Advazorb® Sacral to produkt jednorazowego użytku. W przypadku użycia u więcej niż jednego pacjenta może wystąpić zanieczyszczenie krzyżowe lub zakażenie. Otwarcie opakowania opatrunku powoduje naruszenie bariery sterylnej. Wszelkie nieużyte opatrunki powinny być wyrzucone.

Utylizacja

Utylizować jak odpady kliniczne.

Advazorb® Sacral

Hydrophilic foam sacral dressing with film backing

Instructions for use



Advazorb® Sacral

Hydrophilic foam sacral dressing with film backing

EN

Advazorb® Sacral

Hydrofiel schuimverband met film backing

NL

Advazorb® Sacral

Hydrofiil sakral skumbandage med filmbagside

DA

Advazorb® Sacral

Hydrofiilinen vahtosakraalisidos kalvopäällysteellä

FI

Advazorb® Sacral

Hydrofiil sakralskumbandasje med beskyttelsesfilm

NO

Advazorb® Sacral

Sakralförband av hydrofilit skum med filmytterskikt

SV

Advazorb® Sacral

Wundauflage für den Sakralbereich aus hydrophilem Schaumstoff mit Folienträger

DE

Advazorb® Sacral

Curativo sacral de espuma hidrofílico com dorso em filme transparente

pt BR

Advazorb® Sacral

Curativo para feridas sacrais de multicamadas de silicone macio que adere apenas à parte normal saudável. Um curativo de ferida com espuma de poliuretano hidrofílica de baixa aderência maleável com o dorso em filme respirável. O Advazorb® Sacral tem alta capacidade de absorção de líquidos e propriedades de retenção.

Scan for more information



Product Description

A multi-layer sacral wound dressing composed of soft silicone that adheres only to normal healthy skin. A soft, conforming low adherent hydrophilic polyurethane foam wound dressing with breathable film backing. Advazorb® Sacral has high fluid absorbcency and retention characteristics.

Indications

For all exuding wounds on the sacral area e.g pressure ulcers.

Contra-Indications

Arterial bleeds, sinus, cavity wounds and heavily bleeding wounds.

Directions for Use

Apply to wound (white silicone face down) allowing a minimum of a 2cm border overlap around the wound area. Do not cut Advazorb® Sacral. Can be left in place for up to 7 days but should be changed immediately if strike through is apparent or when dressing reaches capacity. If exudate is visible around the edges of the dressing this is a clear indication that a dressing change is required. Clinical observation is necessary to determine required frequency of change.

Warnings and Precautions

Advazorb® Sacral is a single use product. If used on more than one patient, cross-contamination or infection may result. Opening the dressing pack compromises the sterile barrier. Any unused dressings should be discarded.

Disposal

Dispose as clinical waste.

Productbeschrijving

Een meerlaags schuimverband bestaand uit zachte siliconen die zich alleen hechten aan normale gezonde huid. Een zacht, passend laag aanhangend hydrofiel polyurethaan schuim wondverband met ademende film backing. Advazorb® Sacral heeft een hoge vochtabsorptie en retentie eigenschappen.

Indicaties

Voor alle exuderende wonden in het sacraal gebied bijv. decubitus.

Contra-indicaties

Slagaderlijke bloedingen, wondholtes en hevige bloedende wonden.

Gebruiksaanwijzingen

Breng aan op wond (witte siliconelaag beneden) met minimaal 2 cm overlapping van de rand met het wondoppervlak. Advazorb® Sacral niet knippen. Kan 7 dagen blijven zitten maar moet onmiddellijk verwisseld worden als het verband doorlekt of wanneer het zijn capaciteit bereikt. Indien er afscheiding zichtbaar is rond de randen van het verband dan is dit een duidelijk teken dat het verband verwisseld moet worden. Klinische observatie is noodzakelijk om de vereiste wisselfrequentie te bepalen.

Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen

Advazorb® Sacral is een product voor eenmalig gebruik. Indien het wordt gebruikt voor meer dan één patiënt, kan kruisbesmetting of infectie optreden. Na openen van de verbandverpakking is deze niet meer steriel. Ongebruikte verbanden moeten worden weggegooid.

Afvoer

Afvoeren als klinisch afval.

Produktbeskrivelse

En flerlaget sakral sårforbinding bestående af blød silikone, som kun klæber til normal rask hud. Blødt tilpassende, lidet klæbende, vandsugende polyurethan skum sårforbinding med åndbar film. Advazorb® Sacral har en stor sugeevne og retentionskarakteristika.

Anvisninger

Til alle eksuderende sår i sakralområdet, f.eks. tryksår.

Kontraindikationer

Arterieblødninger, sinus, hulrumsår og kraftigt blødende sår.

Brugsanvisning

Lægges på såret (med den hvide silikoneside nedad) med en mindste overlapning på 2 cm omkring sårområdet. Klip ikke i Advazorb® Sacral. Kan efterlades på plads i op til 7 dage, men bør omgående skiftes, hvis gennemvædning er tydelig, eller når bandagen er fyldt. Hvis eksudat kan ses rundt om bandagens kanter, er dette tydeligt tegn på, at bandagen skal skiftes. Klinisk observation er nødvendig for at fastslå, hvor hyppigt bandagen skal skiftes.

Advarsler og forholdsregler

Advazorb® Sacral er et engangsprodukt. Hvis den anvendes til mere end én patient, kan det medføre kryskontaminering eller infektion. Ved at åbne forbindingspakken bliver den sterile barriere kompromitteret. Alle uanvendte forbindinger skal bortskaffes.

Bortskaffelse

Skal bortskaffes som klinisk affald.

Tuotekuvaus

Monikerroksinen sakraalisidos koostuu pehmeästä silikonista, joka tarttuu vain normaalin terveeseen ihoon. Pehmeä, mukautuva, haavaan tarttumaton hydrofiilinen polyuretaanivahtosidos, jossa on hengittävä kalvopinta. Advazorb® Sacral on ominaisuuksiltaan hyvin nestettä imevä ja paikallaan pysyvä.

Käyttöaiheet

Kaikkiin sakraalialueen erittäviin haavoihin, esimerkiksi painehaavoihin.

Vasta-aiheet

Valtimovuodot, ontelohaavat ja runsaasti vuotavat haavat.

Käyttöohjeet

Aseta haavalle (valkoinen silikonikerros alaspäin) siten, että haavan ympärille tulee vähintään 2 cm:n reunus. Advazorb® Sacral -sidosta ei saa leikata. Sidos voidaan jättää paikalleen enintään seitsemäksi päiväksi, mutta se pitää vaihtaa, jos neste tulee läpi tai sidos saavuttaa kapasiteettinsa. Sidoksen reunojen ympärillä näkyvä erite se on selvä indikaatio sidoksen vaihtamiseen. Tarvittavan vaihtovälin määrittely edellyttää kliinistä seurantaa.

Varoitukset ja varotoimet

Advazorb® Sacral on kertakäyttöinen tuote. Jos sitä käytetään useammalla kuin yhdellä potilaalla, seurauksena voi olla ristikontaminaatio tai infektio. Sidospakkauksen avaaminen vaarantaa steriilin esteen. Käyttämättömät sidokset tulee hävittää.

Hävittäminen

Hävitetään kliinisenä jätteenä.

Produktbeskrivelse

En sakral sårbandasje med flere lag som består av bløt silikon som kleber bare til normal og frisk hud. En myk ettersittende og lavklebende hydrofiil polyuretan skumbandasje med rosa og diffusjonsåpen beskyttelsesfilm. Advazorb® Sacral har egenskaper som høy absorpsjonsevne og retensjon av væsker.

Anvisninger

For alle eksuderende sår i sakralområdet, for eksempel trykksår.

Kontraindikasjoner

Arterielle blødninger, sår i sinus eller hulrom og sterkt blødende sår.

Bruksanvisning

Appliseres til såret (med silikonsiden ned) med minst 2 cm overlapping til hel hud rundt sårområdet. Ikke del Advazorb® Sacral. Kan sitte på plass i opp til 7 dager, men bør skiftes med en gang gjennomslag er synlig eller når bandasjens kapasitet er mettet. Hvis eksudat er synlig rundt kanten av bandasjen, er dette en klar indikasjon på at bandasjen skal skiftes. Det er nødvendig med klinisk observasjon for å avgjøre påkrevet skiftetrekvens.

Advarsler og forholdsregler

Advazorb® Sacral er et engangsprodukt. Hvis det brukes på mer enn én pasient, kan det oppstå kryskontaminering eller infeksjon. Den sterile barrieren utsettes for omgivelsene når du åpner bandasjepakken. All ubrukt bagasje bør kastes.

Kast

Behandles som klinisk avfall.

Produktbeskrivning

Ett sakralsårförband i flera skikt bestående av mjuk silikon som endast vidhåftar normal frisk hud. Ett mjukt, anpassningsbart, lågvidhäftande och hydrofilit skumförband av polyuretan med ett andningsbart filmytterskikt. Advazorb® Sacral har hög vätskeabsorberande och kvarhållnings-förmåga.

Indikationer

För alla exuderande sår i sakralområdet t.ex. trycksår.

Kontraindikationer

Arteriella blödningar, sinus, kavitetssår och kraftigt blödande sår.

Bruksanvisning

Applcera på sår (med silikonytan nedåt) och medge minst att en kant på 2 cm överlappar runt sårområdet. Klipp inte i Advazorb® Sacral. Kan sitta på i upp till 7 dagar men måste bytas omedelbart vid tydligt genombrott eller när förbandets förmåga att absorbera är nådd. Om exudat är synligt vid förbandets kanter är detta ett klart tecken på att förbandet måste bytas. Klinisk observation är nödvändig för att bestämma hur ofta förbandet måste bytas ut.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Advazorb® Sacral är en engångsartikel. Användande på mer än en patient kan resultera i korskontaminering eller infektion. Öppnandet av förbandets förpackning komprometterar den sterila barriären. Allt oanvänt förband bör kasseras.

Kassering

Kassera som kliniskt avfall.

Produktbeschreibung

Eine mehrschichtige Wundauflage für den Sakralbereich aus weichem Silikon, die ausschließlich auf intakter, gesunder Haut haftet. Eine weiche, anpassungsfähige und leicht ablösbare Wundauflage aus hydrophilem Polyurethanschaum mit atmungsaktiver Film. Advazorb® Sacral saugt Flüssigkeit wirksam auf und behält sie im Inneren.

Anwendungsgebiete

Für alle nässenden Wunden im Sakralbereich, wie z.B. Druckgeschwüre.

Gegenanzeigen

Arterienblutungen, tiefe Wunden, Wundhöhlen und stark blutende Wunden.

Gebrauchsanleitung

Mit der weißen Silikonschicht nach unten auf die Wunde auflegen, wobei rundum ein Rand von mindestens 2 cm über die Wunde überstehen muss. Advazorb® Sacral nicht schneiden. Kann bis zu 7 Tage verbleiben, sollte aber gewechselt werden, sobald die Wundauflage vollgesogen ist oder durchnässt. Am Rand der Wundauflage sichtbares Exsudat ist ein deutliches Anzeichen, dass sie ausgetauscht werden muss. Klinische Beobachtung ist nötig, um festzustellen, wie oft die Auflage gewechselt werden muss.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Advazorb® Sacral ist ein Produkt zum einmaligen Gebrauch. Bei Verwendung bei mehr als einem Patienten kann es zu einer Kreuzkontamination oder Infektion kommen. Das Öffnen der Verpackung der Wundaufgabe gefährdet die Sterilbarriere. Alle unbenutzten Wundaufgaben müssen entsorgt werden.

Entsorgung

Als klinischer Abfall zu entsorgen.

Descrição do Produto

Curativo para feridas sacrais de multicamadas de silicone macio que adere apenas à parte normal saudável. Um curativo de ferida com espuma de poliuretano hidrofílica de baixa aderência maleável com o dorso em filme respirável. O Advazorb® Sacral tem alta capacidade de absorção de líquidos e propriedades de retenção.

Indicações

Em todas as feridas exsudativas na área sacral por exemplo, úlceras por pressão.

Contraindicações

Feridas em cavidades, seios, e com muito sangramento e sangramento arterial.

Modo de usar:

Aplique sobre a ferida (face branca de silicone para baixo) permitindo um mínimo de uma borda de 2 centímetros cobrirem ao redor da área ferida. Não corte o Advazorb® Sacral. Pode ser deixado no local por até 7 dias, mas deve ser trocado imediatamente se apresentar encharcamento ou quando o curativo atinge a capacidade. Se a exsudação for visível nas bordas do curativo isso significa que é necessário a troca do curativo. A observação clínica é necessária para determinar a frequência necessária de troca.

Avisos e Precauções

O Advazorb® Sacral é um produto de uso único. Se for usado em mais de um paciente, pode ocorrer contaminação cruzada ou infecção. Abrir a embalagem do curativo compromete a barreira estéril. Todo curativo não utilizado deve ser devidamente descartado.

Descarte

Descarte o produto como resíduo hospitalar.

EC REP

CS Lifesciences Europe Limited
3 Inns Quay,
Dublin 7, Ireland
eurep@cslifesciences.com

Advancis Medical is a trading name of Brightwake Ltd.

CE
1639